

物资采购清单

标段	序号	产品名称	用途	规格型号	适配机型	单位
1	1	一次性使用塑料吸液头 (吸咀)	吸液	6.0*50	/	支
	2	一次性使用塑料离心管	装血液	0.5ML	/	支
	3	一次性使用塑料离心管	装血液	1.5ml	/	支
	4	一次性使用塑料样品杯	用于检验	可配血凝仪	/	只
	5	吸液头	搭配移液器	8.1*80	/	支
	6	塑料吸管	用于检验	0.5ml	/	支
	7	塑料吸管	吸管	2ml	/	支
	8	采样容器(塑料试管)	用于检验	12*100	/	支
	9	玻璃试管	试验	12*100	/	支
	10	载玻片	用于检验	2mm	/	片
	11	一次性使用塑料试管	用于检验	12*78	/	支
	12	定性滤纸	过滤	12.5CM	/	张
	13	离心管	装血液	50ml 尖底	/	支
	14	尿比重计	检测尿比重		/	支
	15	吸咀	搭配移液器	8.1*80	/	支
2	1	D-二聚体定量检测试剂盒 (免疫比浊法)	血液检测	6*5ml 6*6ml	全自动凝血分析仪 (STAGO-R)	ML
	2	白色磁力棒	仪器耗材	1个	全自动凝血分析仪 (STAGO-R)	个
	3	活化部分凝血活酶时间测定试剂盒 (凝固法)	血液检测	12*5ML	全自动凝血分析仪 (STAGO-R)	ML
	4	免疫球蛋白分型检测试剂盒 (毛细管电泳法)		60 测试	全自动毛细管电泳仪 (Capillarys2 FP/sebia)	测试
	5	凝血分析用稀释液	血液检测	24*15ml	全自动凝血分析仪 (STAGO-R)	ML
	6	凝血酶时间测定试剂盒 (凝固法)	血液检测	12*10ML	全自动凝血分析仪 (STAGO-R)	ML
	7	凝血酶原时间测定试剂盒 (凝固法)	血液检测	12*10ml	全自动凝血分析仪 (STAGO-R)	ML
	8	凝血校准品	血液检测	6*1ml	全自动凝血分析仪 (STAGO-R)	ML
	9	凝血质控品	血液检测	12*2ml	全自动凝血分析仪 (STAGO-R)	ML
	10	凝血质控品	血液检测	24*1ml	全自动凝血分析仪 (STAGO-R)	ML
	11	清洁液(sebia 蛋白电泳)		25ml	全自动毛细管电	ML

标段	序号	产品名称	用途	规格型号	适配机型	单位
					泳仪 (Capillarys2 FP/sebia)	
	12	清洗液	血液检测	6*2500ml	全自动凝血分析仪 (STAGO-R)	ML
	13	纤维蛋白/纤维蛋白原降解产物测定试剂盒 (免疫比浊法)	血液检测	6*5ml 6*5ml	全自动凝血分析仪 (STAGO-R)	ML
	14	纤维蛋白/纤维蛋白原降解产物测定用质控品	血液检测	6*1.5ml 6*1.5ml	全自动凝血分析仪 (STAGO-R)	ML
	15	纤维蛋白原测定试剂盒 (凝固法)	血液检测	12*5ML	全自动凝血分析仪 (STAGO-R)	ML
	16	血清蛋白测定试剂盒 (电泳法)	地中海贫血	2*700ml (720T)	全自动毛细管电泳仪 (Capillarys2 FP/sebia)	ML
	17	一次性塑料反应杯	血液检测	6*1000 个	全自动凝血分析仪 (STAGO-R)	个
	18	氯化钙试剂盒	血液检测	24*15ML	全自动凝血分析仪 (STAGO-R)	ML
3	1	人类免疫缺陷病毒抗体检测试剂盒 (胶体金法)	艾滋检测	30T/盒	/	人份
4	1	真菌 (1-3) - β -D 葡聚糖检测试剂盒	用于体外定量检测人血浆或血清中真菌 (1-3) - β -D 葡聚糖的含量	20T/盒	动态试管检测仪 (LKM-02-64/莱伯金耐特)	人份
5	1	二氧化碳测定试剂盒	用于体外定量测定人血清或血浆中二氧化碳	6*100ML	全自动生化分析仪 (Cobas8000-70 1/罗氏)	ML
6	1	大便隐血 (FOB) 试剂	用于定性检测粪便中的人血红蛋白	50T/盒	/	人份
	2	过氧化物酶染色液 (过氧化物酶测定)	染色	20T/盒	/	人份
	3	碱性磷酸酶 (NAP) 染色液 (化学染色法)	染色测定	5*30ml	/	ML
	4	结核分枝杆菌 IgG 抗体检测试剂盒 (胶体金法)	用于定性检测人血清/血	40T/盒	/	人份

标段	序号	产品名称	用途	规格型号	适配机型	单位
			浆样本中的结核分枝杆菌 IgG 抗体			
	5	氯化醋酸 AS-D 萘酚酯酶测定		5*30ml	/	ML
	6	尿液分析质控液 4*8ml 异常	用于尿液分析试纸及仪器质量控制	4*8ml	全自动尿液分析流水线 (AX4030)	ML
	7	尿液分析质控液 4*8ml 正常	用于尿液分析试纸及仪器质量控制	4*8ml	全自动尿液分析流水线 (AX4030)	ML
	8	人绒毛膜促性腺激素 (HCG) 检测试剂 (早孕试纸 HCG)	体外定性检测人尿液中人绒毛膜促性腺激素 HCG 的含量	100T/盒	/	人份
	9	酸性 a-醋酸萘酚酯酶染色液		20T/盒	/	人份
	10	糖原染色测定 PAS 5 套	染色测定	5*32ml	/	ml
	11	铁 (IS) 染色液 (化学染色法)	染色测定	5*30ml	/	ml
	12	血球计数板	血液	50 片/盒	/	片
	13	一次性定量取血管	用于采集末梢血	20ul, 500 支/筒	/	筒
	14	0.5-10ul 滤芯吸嘴	移液	96 支/盒	/	支
	15	100-1000ul 滤芯吸嘴	移液	96 支/盒	/	支
	16	1-200ul 滤芯吸嘴	移液	96 支/盒	/	支
7	1	梅毒螺旋体抗体诊断试剂 (凝集法)	用于体外定性检测人血清和血浆中的梅毒螺旋体抗体及测定其抗体效价	100T/盒	手工法	人份
8	1	MH 琼脂平板	微生物鉴定	90mm	/	块
	2	阿米卡星药敏实验纸片 (扩散法) (30ug)	微生物鉴定	50 片	/	片
	3	氨苄西林/舒巴坦药敏实验纸片 (扩散法) (20ug)	微生物鉴定	50 片	/	片
	4	氨苄西林药敏实验纸片 (扩散法) (10ug)	微生物鉴定	50 片	/	片
	5	氨曲南药敏实验纸片 (扩散法) (30ug)	微生物鉴定	50 片	/	片

标段	序号	产品名称	用途	规格型号	适配机型	单位
	6	冻存管（螺旋盖）	微生物鉴定	1.8ML	/	个
	7	厄他培南药敏实验纸片（扩散法）（10ug）	微生物鉴定	50片	/	片
	8	哥伦比亚血琼脂平板	微生物鉴定	90mm	/	块
	9	红霉素药敏实验纸片（扩散法）（15ug）	微生物鉴定	50片	/	片
	10	磺胺甲恶唑/甲氧苄啶药敏实验纸片（扩散法）（25ug）	微生物鉴定	50片	/	片
	11	霍乱弧菌 01 诊断血清	微生物鉴定	1ML	/	ML
	12	霍乱弧菌稻叶型诊断血清	微生物鉴定	1ML	/	ML
	13	霍乱弧菌小川型诊断血清	微生物鉴定	1ML	/	ML
	14	克林霉素药敏实验纸片（扩散法）（2ug）	微生物鉴定	50片	/	片
	15	利奈唑胺药敏实验纸片（扩散法）（30ug）	微生物鉴定	50片	/	片
	16	磷霉素/氨丁三醇药敏实验纸片（200ug）	微生物鉴定	50片/条	/	片
	17	麦康凯琼脂平板	微生物鉴定	90mm	/	块
	18	美罗培能药敏实验纸片（扩散法）（10ug）	微生物鉴定	50片	/	片
	19	米诺环素药敏实验纸片（扩散法）（30ug）	微生物鉴定	50片	/	片
	20	哌拉西林/他唑巴坦药敏实验纸片（扩散法）（110ug）	微生物鉴定	50片	/	片
	21	哌拉西林药敏实验纸片（100ug）	微生物鉴定	50片	/	片
	22	巧克力血琼脂平板	微生物鉴定	90MM	/	块
	23	青霉素药敏实验纸片（扩散法）（10units）	微生物鉴定	50片	/	片
	24	庆大霉素药敏实验纸片（扩散法）（10ug）	微生物鉴定	50片	/	片
	25	沙保罗琼脂平板	微生物鉴定	90mm	/	块
	26	沙门氏菌属诊断血清（30种）	微生物鉴定	30瓶*1ML	/	ML
	27	四环素药敏实验纸片（扩散法）（30ug）	微生物鉴定	50片	/	片
	28	头孢呋新纳药敏实验纸片（扩散法）（30ug）	微生物鉴定	50片	/	片
	29	头孢哌酮/舒巴坦药敏实验纸片（扩散法）（105ug）	微生物鉴定	50片	/	片
	30	头孢哌酮药敏实验纸片	微生物鉴定	50片	/	片

标段	序号	产品名称	用途	规格型号	适配机型	单位
		(扩散法)(75ug)				
	31	头孢曲松药敏实验纸片 (扩散法)(30ug)	微生物鉴定	50片	/	片
	32	头孢噻肟药敏实验纸片 (扩散法)(30ug)	微生物鉴定	50片	/	片
	33	头孢他啶药敏实验纸片 (扩散法)(30ug)	微生物鉴定	50片	/	片
	34	头孢西丁药敏实验纸片 (扩散法)(30ug)	微生物鉴定	50片	/	片
	35	头孢唑啉药敏实验纸片 (扩散法)(30ug)	微生物鉴定	50片	/	片
	36	万古霉素药敏实验纸片 (扩散法)(30ug)	微生物鉴定	50片/条	/	片
	37	无菌痰杯(螺旋盖式)	微生物鉴定	40ml	/	个
	38	亚胺培南药敏实验纸片 (扩散法)(10ug)	微生物鉴定	50片	/	片
	39	营养肉汤	微生物鉴定	250g	/	瓶
	40	志贺氏菌属诊断血清(20种)	微生物鉴定	24瓶*1ML	/	ML
	41	左氧氟沙星药敏实验纸片 (扩散法)(5ug)	微生物鉴定	50片	/	片
	42	硅胶塞	微生物鉴定	17-Dec	/	个
9	1	核酸提取或纯化试剂		20反应/盒;32 反应/盒	全自动核酸提取 仪(Stream SP96/ 广州达安)	人份